

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PÓLMASEK FILTRUJĄCYCH Phantom FFP2 NR:

- Wyjąć półmaskę filtrującą z opakowania.
- Przed użyciem półmaski filtrującej należy sprawdzić datę jej przydatności do użycia oraz, czy żaden z elementów półmaski nie jest uszkodzony.
- Półmaskę filtrującą nakładać na twarz w taki sposób, by jej zacisk nosowy przylegał do nosa, natomiast gumki zostały założone za uszami.
- Po założeniu półmaski na twarz należy ją odpowiednio wyregulować w taki sposób, by całkowicie zakryła zarówno usta, brodę, jak i nos. Wokół nosa lub pod brodą nie powinno być żadnych szczelin.
- Maskę należy natychmiast wymienić, jeśli pojawią się problemy z oddychaniem, maska zostanie uszkodzona lub nie będzie odpowiednio przylegać do twarzy. Dokładne przestrzeganie tych instrukcji jest warunkiem koniecznym do bezpiecznego stosowania produktu.

STOSOWANIE:

Półmaska jest jednorazowym indywidualnym środkiem ochrony dróg oddechowych. Półmaski są wyrobem o wielkości uniwersalnej. Półmaski stosują się maksymalnie 8 godzin (jedną zmianę roboczą).

PRZECIWWSKAZANIA:

- Półmaska nie może być stosowana w pomieszczeniach o małej kubaturze i nieodpowiedniej wentylacji ze względu na możliwość wystąpienia niedoboru tlenu (poniżej 17 %vol).
- Nie należy stosować półmasek filtrujących, gdy stężenie i rodzaj substancji szkodliwych nie są znane.
- Stosowanie półmaski przez użytkowników z zarostem twarzy oraz użytkowników posiadających blizny i zniekształcenie twarzy powoduje niewystarczające dopasowanie półmaski a co za tym idzie nie zapewnia skutecznej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi.
- Nie należy stosować półmaski filtrującej w przypadku niewystarczającego przylegania i odczucia przecieku powietrza.
- Półmaski filtrujące nie zapewniają ochrony przed gazami i parami.
- Półmaska nie chroni przed cząstkami z materiałów radioaktywnych, wirusami i enzymami.
- Półmaski nie mogą być stosowane w atmosferze wybuchowej.
- Półmaska filtrująca o oznaczeniu FFP2 NR jest produktem jednokrotnego użytku (nie może być stosowana dłużej niż jedną zmianę roboczą).
- Należy zdjąć i wymienić półmaskę na nową jeśli została uszkodzona, zwiększył się nadmiernie opór oddychania lub po zakończeniu zmiany.
- Nie wolno zmieniać budowy, modyfikować, czyścić lub naprawiać półmaski.
- Produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE:

Półmaski należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu zbiorczym w pomieszczeniu w temperaturze od -10 do +40°C i wilgotności mniejszej niż 85%, nie wystawiać na źródło światła, oraz na działanie substancji żrących, trujących i radioaktywnych. Maksymalny czas przechowywania wynosi 36 miesięcy od czasu wyprodukowania.

KONSERWACJA:

Półmaski nie są przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji w celu ponownego użycia.

TRANSPORT:









Półmaski mogą być transportowane jedynie w opakowaniu producenta.

ZAKRES STOSOWANIA WEDŁUG KLASY OCHRONNEJ:

Klasa ochrony	Uwagi
---------------	-------

FFP2 (skuteczność filtracji \geq 94%)	Półmaska nie chroni przed cząstkami z materiałów radioaktywnych, wirusami i enzymami.
---	---

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH ZNAKÓW GRAFICZNYCH i SYMBOLI

	Symbol jest potwierdzeniem spełnienia wymogów UE
	Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania przed użyciem
	Zakres temperatur przechowywania (-10 do +40°C)
	Dopuszczalna wilgotność przechowywania (poniżej 85%)
	Data ważności / okres przydatności do użycia
	Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku jednorazowego
	Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, bez narażenia na wilgoć
	Produkt niesterylny

NORMA : EN149:2001 + A1:2009
ROZPORZĄDZENIE PEiR (EU) 2016/425

PRODUCENT:

WKM Andrzej Kościarz, ul. Brodowicza 11/2, 31-518 Kraków
 Tel. +48 12 378 32 77, Fax. +48 12 376 46 31
 E-mail: bok@m-c24.com
 PRODUKT POLSKI

Jednostka Certyfikująca i Nadzorująca: Polski Rejestr Statków S.A

DEKLARACJA ZGODNOŚCI:

Dostępna po adresem: www.m-c24.com



PL Właściwy sposób noszenia maski

1. Upewnij się, że zacisk na nos jest skierowany do góry
2. Załóż maskę na twarz i dociśnij zacisk na nos, aż dopasuje się do nasady nosa
3. Załóż gumki na uszy
4. Nałóż dolną część maski na podbródek i dopasuj maskę do twarzy, aż poczujesz się komfortowo



Pełna instrukcja na stronie internetowej www.m-c24.com



EN The right way of wearing mask

1. Make sure the nose clip is facing up
2. Put a mask on your face and press the nose clip until it fits the nose bridge
3. Put the elastic bands on your ears
4. Put the lower part of the mask on your chin and adjust the mask to your face until feeling comfortable

Full instructions on the website



DE Die richtige Art die Maske zu tragen

1. Stellen Sie sicher der Nasenbügel ist oben / 2. Setzen Sie die Maske auf und drücken Sie den Nasenbügel, bis er an die Nase angepasst ist. / 3. Ziehen Sie die Gummibänder hinter Ihre Ohren / 4. Den unteren Teil der Maske auf das Kinn platzieren und die Maske so verrücken, dass sie sich angenehm anfühlt.

Vollständige Anweisungen auf der Website



FR La bonne façon de porter un masque

1. Assurez-vous que le clip nasal est orienté vers le haut
 2. Mettez un masque sur votre visage et appuyez sur le clip nasal jusqu'à ce qu'il s'adapte à l'arête du nez / 3. Mettez les bandes élastiques autour de vos oreilles / 4. Mettez la partie inférieure du masque sur votre menton et ajustez le masque à votre visage jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise
- Inst. sur le site Web