



## MASKI MEDYCZNE M-C24

- trzywarstwowe maski medyczne typu IIr
- zapewniają izolację przed czynnikami zewnętrznymi
- trudnopalne - w kontakcie z ogniem nie palą i nie topią się
- nie przeszkadzają w oddychaniu
- wysoka filtracja
- lekkie i łatwe w nakładaniu
- jednorazowe
- mocowanie: gumki do nałożenia na uszy
- wymiary maseczki minimum: 17,5 x 9 cm
- wyprodukowano w Polsce

Więcej informacji na temat produktu można uzyskać  
dzwoniąc lub pisząc na poniższy adres producenta:

**WKM**

**ul. Brodowicza 11/2**

**31-518 Kraków**

**NIP: 565-133-31-65**

**Tel. +48 12 378 32 77**


**Tel. kom. +48 531 944 542**

**Fax. +48 12 376 46 31**

**E-mail: [bok@wkm-medical.com.pl](mailto:bok@wkm-medical.com.pl)**

[www.wkm-medical.com.pl](http://www.wkm-medical.com.pl)

GTIN	Nazwa jednoznacznie opisująca produkt	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Symbol wewnętrzny
5903699864715	3-WARSTWOWA MASKA MEDYCZNA m-c24 FILTR IIr	1	szt.	MF103-1
5903699864784	3-WARSTWOWA MASKA MEDYCZNA m-c24 FILTR IIr	10	szt.	MF103-10
5903699864791	3-WARSTWOWA MASKA MEDYCZNA m-c24 FILTR IIr	20	szt.	MF103-20
5903699864753	3-WARSTWOWA MASKA MEDYCZNA m-c24 FILTR IIr	30	szt.	MF103-30



**TERAZ POLSKA**

Wersja 01.20200826